



previclean® – pielęgnujące chusteczki do czyszczenia wymion

Nasączone, jednorazowe chusteczki z wyciągiem z nagietka do czyszczenia wymion, przyjazne dla skóry

Papier do wymion **previclean®** oferuje dojacemu krowy łatwe rozwiązanie jeśli chodzi o pielęgnujące czyszczenie wymion i stymulację przepływu mleka przed dojeniem.

Brud z bakteriami zostaje wyeliminowany jeszcze przed przystąpieniem do dojenia i nie przedostaje się do dojarki. Wilgotne, przystosowane do natychmiastowego użycia chusteczki zmniejszają ryzyko zasiedlania się patogenów na skórze strzyków.

Gładkie, zadbane strzyki ułatwiają pracę. Substancje pielęgnujące chronią przed pęknięciami skóry, które są zaproszeniem dla patogenów.

Roztwór zawarty w chusteczkach **previclean®** zawiera substancje pielęgnujące takie jak: gliceryna, alantoina i Aloe vera.

Wyciąg z nagietka jako substancja czynna jest znany od stuleci i używany jest w wielu produktach do pielęgnacji i regeneracji skóry.

Zastosowanie

Przed pierwszym użyciem:

Rozciąć folię ochronną opakowania zapasowego i włożyć paczkę do wiaderka. Pierwszą chusteczkę przeciągnąć przez otwór pokrywki. Gotowe! Dodatkowo oferujemy praktyczny uchwyt do przymocowania wiadra na ścianie – zobacz dalej.

Stosowanie w dojnarni:

Po przeddoju skórę strzyków oczyścić chusteczką **previclean®**. Do chwili założenia kubków dojarki wymiona osuszają się samoczynnie. Roztwór jest bardzo dobrze przyswajany przez skórę i jej nie wysusza.

Przechowywanie

pakiety składać poziomo (otwarcie wskazuje górę)

Zawartość

Wiaderko 800 sztuk opakowanie uzupełniające 3 x 800 sztuk



W skrócie

- stabilne krepowe chusteczki jednorazowe, ulegają biodegradacji
- pielęgnujący roztwór czyszczący
- skóra strzyków szybko osycha
- przyjazne dla skóry
- praktyczne i szczelne wiadro z pokrywką do wielokrotnego zamykania
- opakowania zapasowe do ponownego napełnienia, są zapakowane higienicznie (pojedynczo)
- bezproblemowa utylizacja z obornikiem



Uchwyt ścienny na wiaderko

Praktyczny uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej do umocowania przy stanowisku. Możliwość ustawienia wiadra otwarciem do góry lub do dołu.

Przy mocno zabrudzonych wymionach/strzykach polecamy czyszczenie wstępne przy użyciu natrysku.



Źródło zarazków

Sterylny strzyk nie istnieje.

Patogeny z otoczenia krwi i bakterie, które zasiedlają się na strzykach nie można zlikwidować czyszczeniem na sucho.

previclean® jest nasączony roztworem, który nie podrażnia skóry. Częstki brudu i bakterie zostają jednym przetarciem zredukowane.

Stosowanie

Wiadro z pokrywką:

Chusteczki pozostają wilgotne i czyste. Nie wysychają.

Czyszczenie strzyków

Proste w zastosowaniu:

gotową nasączoną chusteczką **previclean®** oczyścić skórę wymienia i strzyków.

Skuteczne działanie przeciwko bakteriom i zabrudzeniom

Obniżenie ilości zarazków:

Bakterie znajdują się w każdym brudzie! **previclean®** czyści dokładnie wymiona i obniża liczbę drobnoustrojów chorobotwórczych.

Dobry przepływ mleka

Stymulacja wymiona:

Strzyki szybko osychają, poprawia się przepływ mleka.

Higiena rąk dojarza

Efekt uboczny:

Dłonie lub rękawiczki dojarza są także czyszczone.

Proste w utylizacji

Imponujące:

przy optycznie czystych strzykach, na chusteczkach **previclean®** pozostaje dużo brudu. Zużyte chusteczki można wyrzucić do gnojowicy lub obornika.